



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Сбор слюны с помощью пробирки Salivette

Прием проб слюны в Восточно-Таллиннской центральной больнице:

- **Рави 18, кабинет RC0247**
Пн–Пт 7.30–16.00
- **Пярну мнт. 104, кабинет MC0251**
Пн–Пт 7.30–16.00
- **Харидузе 6, кабинет TP0116**
Пн–Пт 7.30–15.30

Подготовка к сдаче слюны

Сбор слюны осуществляется в назначенное врачом время. Утром сбор слюны нужно осуществлять до чистки зубов, принятия пищи и употребления напитков, в другое время — как минимум через 30 минут после еды или питья. Во рту не должно оставаться клея для зубных протезов. Должно пройти как минимум 2 дня после проведения стоматологических процедур.

Взятие пробы слюны

1. Снимите пробку с пробирки Salivette
2. Выньте из пробирки тампон и поместите его в рот.

NB! Не удалять и не разъединять пластиковые части пробирки.

1. Пожуйте тампон 1–2 минуты, чтобы он пропитался слюной.
2. Поместите тампон назад в пробирку.
3. Плотнo закройте пробирку пробкой.
4. Напишите на пробирке свое имя и фамилию, дату и время взятия образца.





Фотографии: SARSTEDT AG & Co

Хранение и транспортировка

Пробу нужно хранить при температуре +2..+8°C. Пробирку нужно доставить в лабораторию в течение 48 часов охлажденной или при комнатной температуре.

ITK825

Данный информационный материал согласован 01.01.2026.