

DERMATOFÜÜTIDE DNA

Lühendid	Dermatophytes DNA				
Mõiste	<p>Dermatofüüdid on seened, mis kahjustavad inimese keratiniseerunud kudesid (küüned, nahk, juuksed), põhjustades erinevaid seenhaigusi. Dermatofüüdid kuuluvad kolme seente perekonda: <i>Trichophyton</i>, <i>Epidermophyton</i>, <i>Microsporum</i>.</p> <p>Dermatofüütide DNA paneeluuringuga on võimalik määrata ja eristada järgmisi patogeene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Candida albicans</i> • <i>Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense</i> • <i>Trichophyton interdigitale</i> • <i>Trichophyton tonsurans</i> • <i>Trichophyton mentagrophytes</i> • <i>Trichophyton violaceum</i> • <i>Trichophyton benhamiae</i> • <i>Trichophyton verrucosum</i> • <i>Microsporum canis</i> • <i>Microsporum audouinii</i> • <i>Epidermophyton floccosum</i> 				
Näidustused	Dermatomükoosi kahtlus				
Proovivõtu vahendid	Küünematerjal, nahakaabe, juuksed: steriilne katsuti 1,5 ml				
Materjali säilivus	Toatemperatuuril 1 nädal				
Teostamise aeg ja koht	Kord nädalas, molekulaardiagnostika labor, Ravi 18				
Meetod	Reaalaja PCR				
Referentsvahemikud	Negatiivne				
Tõlgendus	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 150px;">Positiivne</td> <td>▪ näitab vastava patogeeni esinemist proovimaterjalis</td> </tr> <tr> <td>Negatiivne</td> <td>▪ näitab vastava patogeeni puudumist proovimaterjalis, või on selle hulk alla meetodi määramispiiri</td> </tr> </table>	Positiivne	▪ näitab vastava patogeeni esinemist proovimaterjalis	Negatiivne	▪ näitab vastava patogeeni puudumist proovimaterjalis, või on selle hulk alla meetodi määramispiiri
Positiivne	▪ näitab vastava patogeeni esinemist proovimaterjalis				
Negatiivne	▪ näitab vastava patogeeni puudumist proovimaterjalis, või on selle hulk alla meetodi määramispiiri				
Konsultatsioon	Viive Herne				
HK hinnakirja koodid	66608 x 3				
Kirjandus	Dermagenius 2.0 Complete Instructions for use. Vers 1.2E. PathoNostics				
Koostaja	Viive Herne				