

RhCE FENOTÜÜP

Lühend	B-RhCE phenotype
Mõiste	Rh veregrupisüsteemis on praeguseks kindlaks tehtud 49 antigeeni, millest C-, c-, E- ja e-antigeen moodustavad kokku RhCE fenotüübi. Anti-c on peale anti-D kliiniliselt kõige olulisem antikeha, mis võib põhjustada ägedat loote ja vastsündinu hemolüütilist tõbe
Näidustused	sobivusproov lastele ja fertiilses eas naistele
Proovivõtu vahendid	EDTA (K2/K3E) katsuti
Materjali säilivus ja transport	Veri: 2–8 °C 72 tundi
Teostamise aeg ja koht	Ööpäev läbi, vereteenistus, Ravi 18
Mõõtmismeetod	Seroloogiline aglutinatsioonireaktsioon geeltehnikal
Referentsvahemikud	CCee, ccEE, ccEe, Ccee, ccee
Tõlgendus	- enne plaaniliste sobivusproovide teostamist määratakse lastel ja fertiilses eas naistel RhCE fenotüüp - kui patsiendi RhCE fenotüüp ei ole CcEe, sobitatakse talle fenotüübile vastavad doosid, et vältida iatrogensete erütrotsütaarse antikehade tekkimist
Hinnakirja koodid	66408
Kirjandus	- Hillyer CD, Shaz B, (2011) Transfusion medicine and hemostasis: 124-125 - Hillyer CD, Strauss RG, Luban NL (2004) Handbook of pediatric transfusion medicine: 195-197
Koostajad	Natali Viikant