

## Hematoloogilised uuringud, immunohematoloogilised uuringud, aneemia uuringud

| Analüüsi nimetus                                           | Lühend                | Katsuti                             | Uuringumaterjal | Materjali säilivus                                   | Vastuse saamise aeg   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| ABO (kinnitav uuring)                                      | ABO (kinnitav uuring) | EDTA (K2/K3E) katsuti               | veri            | 2–8 °C 72 tundi                                      | Tööpäeva jooksul      |
| ABO (kontrolluuring)                                       | ABO (kontrolluuring)  | EDTA (K2/K3E) katsuti               | veri            | 2–8 °C 72 tundi                                      | Tööpäeva jooksul      |
| Direktne antiglobuliintest ehk otsene Coombsi test         | B-DAT                 | EDTA (K2/K3E) katsuti               | veri            | 2–8 °C 72 tundi                                      | Tööpäeva jooksul      |
| Direktne antiglobuliintest ehk otsene Coombsi test         | B-DAT                 | EDTA (K2/K3E) katsuti               | plasma          | 2–8 °C 48 tundi                                      | 1 nädal               |
| Doonorvere sobivusproov                                    | B-XmB                 | EDTA (K2/K3E) katsuti               | veri            | 2–8 °C 72 tundi                                      | Tööpäeva jooksul      |
| Ebaküpsete trombotsüütide fraktsioon                       | B-IPF                 | EDTA (K2/K3E) katsuti               | veri            | 15–25 °C 12 tundi,<br>2–8 °C 1 päev                  | Tööpäeva jooksul      |
| Erütrotsütaarse antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga | B-aRBC3               | EDTA (K2/K3E) katsuti               | veri            | 2–8 °C 72 tundi                                      | Tööpäeva jooksul      |
| Erütrotsüütide settekiirus                                 | B-ESR                 | EDTA (K2/K3E) katsuti               | veri            | 15–25 °C 4 tundi                                     | Tööpäeva jooksul      |
| Ferritiin plasmas                                          | P-Fer                 | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti | plasma          | 20–25 °C 48 h,<br>2–8 °C 7 päeva,<br>–20 °C 1 aasta  | Tööpäeva jooksul, E–P |
| Folaat plasmas                                             | P-Fol                 | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti | plasma          | 20–25 °C 2 tundi,<br>2–8 °C 2 päeva,<br>–20 °C 1 kuu | Tööpäeva jooksul, E–P |
| Hemogramm viieosalise leukogrammiga                        | B-CBC-5Diff           | EDTA (K2/K3E) katsuti               | veri            | 15–25 °C 12 tundi,<br>2–8 °C 1 päev                  | Tööpäeva jooksul      |
| Kõhuõõnevedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril)           | PrtF-Cells            | EDTA (K2/K3E) katsuti               | kõhuõõnevedelik | 15–25 °C 30 minutit,<br>2–8 °C 3 tundi               | 4 tunni jooksul       |
| Liigesevedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril)            | SynF-Cells            | EDTA (K2/K3E) katsuti               | liigesevedelik  | 15–25 °C 30 min,<br>2–8 °C 24 tundi                  | Tööpäeva jooksul, E–R |

| Analüüsi nimetus                                           | Lühend                       | Katsuti                             | Uuringumaterjal         | Materjali säilivus                                            | Vastuse saamise aeg   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Liikvori tsütoosi uuring (analüsaatoril)                   | CSF-Cells                    | Lisandita katsuti                   | liikvor                 | 15–25 °C 30 minutit,<br>2–8 °C 3 tundi                        | 1 tunni jooksul       |
| Retikulotsüüdid                                            | B-RET                        | EDTA (K2/K3E) katsuti               | veri                    | 15–25 °C 6 tundi,<br>2–8 °C 1 päev                            | Tööpäeva jooksul      |
| RhCE fenotüübi, K antigeeni paneel                         | B-RhCE phenotype, K Ag panel | EDTA (K2/K3E) katsuti               | veri                    | 2–8 °C 72 tundi                                               | 15 minuti jooksul     |
| Transferrini küllastatus plasmas                           | P-sTransf                    | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti | plasma                  | 15–25 °C 7 päeva,<br>2–8 °C 8 päeva,<br>-20 °C 6 kuud         | Tööpäeva jooksul, E–P |
| Transferrini lahustuvad retseptorid plasmas                | P-Transf-sR                  | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti | plasma                  | 15–25 °C 6 päeva,<br>2–8 °C 15 päeva,<br>-20 °C 13 nädalat    | Tööpäeva jooksul, E–P |
| Transferrini lahustuvate retseptorite ja ferritiini indeks | Transf-sR/Ferr indeks        | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti | plasma                  | 15–25 °C 3 päeva,<br>2–8 °C 7 päeva,<br>-20 °C 4 nädalat      | Tööpäeva jooksul, E–P |
| Vastsündinu maoaspiraadi lamellkehakesed                   | GstF-LBC                     | EDTA (K2/K3E) katsuti               | vastsündinu maoaspiraad | 15–25 °C 1 tund                                               | 1 tunni jooksul       |
| Vastsündinu veregrupiuring                                 | B-ABO+Rh(D)-n                | EDTA (K2/K3E) katsuti               | veri                    | 2–8 °C 72 tundi                                               | Tööpäeva jooksul      |
| Verekomponentide andmepõhine sobivuskontroll               | Pt-XmE                       | EDTA (K2/K3E) katsuti               | veri                    | 2–8 °C 72 tundi                                               | Tööpäeva jooksul      |
| Vereäige mikroskoopia                                      | B-Smear-m                    | EDTA (K2/K3E) katsuti ja alusklaas  | vereäigepreparaat       | Preparaat aastaid,<br>EDTA veri 4 tundi                       | Tööpäeva jooksul      |
| Vitamiin B12 plasmas                                       | P-Vit B12                    | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti | plasma                  | 15–25 °C 2 tundi,<br>2–8 °C 2 päeva,<br>-20 °C (±5 °C) 2 kuud | Tööpäeva jooksul, E–P |