

### Sünnieelsed, vastsündinute sõeluuringud

Analüüsi nimetus	Lühend	Katsuti	Uuringumaterjal	Materjali säilivus	Vastuse saamise aeg
Sünnieelne kromosoomihaiguste sõeluuring I trimestril seerumis	S-Grav 1 trim ViewPoint	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	15–25 °C 8 tundi, 2–8 °C 7 päeva, –20 °C 10 kuud	Tööpäeva jooksul, E–L
FMS-sarnase türosiini kinaas-1 lahustuvad retseptorid seerumis	S-sFlt-1	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	2–8 °C 3 päeva, –20 °C 1 kuu	Tööpäeva jooksul, E–R
Platsentaarne kasvufaktor seerumis	S-PlGF	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	2–8 °C 2 päeva, –20 °C 1 kuu	Tööpäeva jooksul, E–R