

Sünnieelsed, vastsündinute sõeluuringud

Analüüsi nimetus	Lühend	Katsuti	Uuringumaterjal	Materjali säilivus	Vastuse saamise aeg
Sünnieelne kromosoomihaiguste sõeluuring I trimestril seerumis	S-Grav 1 trim ViewPoint	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	2–8 °C 24 tundi	Tööpäeva jooksul, E–R
FMS-sarnase türosiini kinaas-1 lahustuvad retseptorid seerumis	S-sFlt-1	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	2–8 °C 3 päeva, -20 °C 1 kuu	Tööpäeva jooksul, E–R
Platsentaarne kasvufaktor seerumis	S-PlGF	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	2–8 °C 2 päeva, -20 °C 1 kuu	Tööpäeva jooksul, E–R