

GRANULOTSÜÜTIDE FAGOTSÜTOOSIVÕIME PANEEL (VOOLUTSÜTOMEETRIA)

Lühend	B-Granulocyte DHR panel Fc
Parameetrid B-Granulocyte PA B-Granulocyte OB	Granulotsüütide fagotsütoosivõime Granulotsüütide oksüdatiivne purse
Mõiste	Fagotsütoos on organismile tähtis mittespetsiifiline rakuline kaitsemehhanism. Fagotsütoos on mitmeetapiline protsess, mille õnnestumise tagab kõigi etappide täiuslik funktsioneerimine. Pärast fagosoomi moodustumist toimub mikroobi hävitamine hapnikust sõltuvate ja sõltumatute mehhanismide abil. Hapnikust sõltuvate mehhanismide aktivatsiooni näitab fagotsüüdi hapnikutarbimise järk kasv – oksüdatiivne purse. Protsessi eest vastutab NADPH oksüdaas. NADPH oksüdaasi aktiveerumisel edastatakse elektronid hapniku molekulidele, mille tulemusena moodustuvad superoksiidi radikaalid (O_2^-) ja edasi metaboliidid s.h. H_2O_2, mis muudetakse müeloperoksüdaasi (MPO) abil hüpokloorishappeks, mis on tugeva antimikroobse toimega. NADPH oksüdaasi defektide korral esineb krooniline granulomatoostõbi (CGD). CGD on geneetiliselt heterogeenne haigus, 65-70% juhtudest on tegemist raskema kuluga X-liitelise pärilikkusega haigusega, põhjustatuna $gp91^{phox}$ valgu geeni mutatsioonidest, ülejäänud on autosomaal-retsessiivsed haigused. Fagotsüütide hapnikust sõltuvate mehhanismide häirumise tõttu on puudulik eeskätt katalaas-positiivsete mikroobide hävitamine, nagu stafülokokid, <i>E.coli</i>, <i>Serratia marcescens</i>, aga ka <i>Aspergillus</i>, <i>Nocardia</i>. Esinevad korduvad infektsioonid, enamasti kopsudes, nahas, lümfisõlmedes, maksas, võib esineda ka osteomüeliiti ning perianaalseid abstsesse või fissuure. Tekivad granuloomid, eriti gastrointestinaal- ja urogenitaaltraktis ning korioretinaalsed lesioonid. Sageli ilmnevad hepatosplenomegalia, maksaensüümide suurenemine ja samaaegsed autoimmuunhaigused. Oksüdatiivse purske häirumine võib esineda lisaks CGD-le glükoos-6-fosfaat-dehüdrogenaasi (G6PD) või MPO puudulikkuse korral. G6PD defitsiidile viitab lisaks CGD tunnustele hemolüütilise aneemia esinemine. MPO defitsiidi korral esinevad korduvad seeninfektsioonid. Kasutatav test mõõdab fluorogeense substraadina DHR123 kasutades kahte parameetrit: 1. Granulotsüütide fagotsütoosivõime: vastusena <i>E. coli</i> stimulatsioonile respiratoorset purset omavate neutrofiilsete granulotsüütide suhtarv 2. Granulotsüütide oksüdatiivne purse: reaktiivseid hapnikuosakesi (ROS) produtseerivate ensüümide intratsellulaarne aktiivsus neutrofiilsetes granulotsüütides.
Näidustused	▪ Kroonilise granulomatoostõve (CGD) diagnoosimine ▪ Granulotsüütide fagotsütoosivõime hindamine
	Uuring ei ole teostatav raske neutropeenia korral
Proovivõtu vahendid	Liitumhepariiniga katsuti (ilma geelita)
Materjali säilivus ja transport	Veri: toatemperatuuril 24 tundi Proovimaterjal saata koheselt, E-N. Mitte saata riigipühade eelselt
Teostamise aeg ja koht	E-N, immunoloogia labor, Ravi 18
Meetod	Läbivoolutsütomeetria



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

Referentsvahemikud B-Granulocyte PA B-Granulocyte OB	90 – 100% > 30 SI
Tõlgendus Granulotsüütide fagotsütoosivõime ↓ Granulotsüütide oksüdatiivne purse ↓	- erinevad immuunsupressiooniga seotud seisundid - Krooniline granulomatoostõbi - MPO või G6PD puudulikkus
Hinnakirja koodid	66705 x 4
Kirjandus	- Rezaei N, Aghamohammadi A, Notaangelo LD (2008) Primary Immunodeficiency Diseases Definition, Diagnosis and Management, Springer-Verlag: 143 - 149 - Velbri S (2002) Immuunpuudulikkus diagnoos ja ravi, AS Medicina: 102 - 103 - R.Uibo, K. Kisand jt “Immunoloogia õpik kõrgkoolidele” (2015): 81- 82 - C.D. Stevens, L.E. Miller „Clinical immunology and serology. A laboratory Perspective“ 4th ed, 2017, lk 335 - Instructions FagoFlowEx, version ED7042_IFU_v9_EN
Koostaja	Liisa Kuhi, Maarit Veski